

Milliken®  
**COFLEX TLC**  
Two-Layer Compression

## PORTFOLIO - ÜBERBLICK



Milliken®



Milliken Healthcare

Das Leben des Patienten verbessern.  
Gemeinsam.



QUALITY



VARIETY +  
CUSTOMIZATION



COHESIVE  
EXPERTISE



UNMATCHED  
INNOVATION



EASYTEAR  
TECHNOLOGY



CLINICAL  
SUPPORT



BREATHABLE +  
LIGHTWEIGHT

Die CoFlex TLC®-Zwei-Lagen- Kompressionssets von Milliken wurden entwickelt, um die Erfahrung sowohl des Behandlers als auch des Patienten zu verbessern.

Behandler können aus einer Vielzahl von Optionen wählen, um den Bedürfnissen ihrer Patienten mit derselben einfachen Anwendung optimal gerecht zu werden.

Die Patienten werden den Komfort und die Mobilität genießen, den die Systeme bieten, das wiederum erhöht die Compliance des Patienten.

Sie können darauf vertrauen, dass die Qualitätsprodukte von Milliken zu einem optimierten Ansatz und einer hervorragenden Pflege bei der Behandlung von *Ulcus cruris venosum* beitragen.



## DER COFLEX-TLC UNTERSCHIED

### Benutzerfreundlichkeit

- Bietet eine umfassende Produktpalette
- Schnelle und einfache Anwendung
- Fördert die Sicherheit durch einheitliche Anwendung über die gesamte Palette
- Mit EasyTear-Technologie für mehr Komfort


### Patientenkomfort

- Bleibt an Ort und Stelle
- Komfortabel zu tragen
- Passt sich der Anatomie des Patienten an
- Trockene Verbände minimieren Juckreiz und Geruchsbelastung, Zink / Calamin-Verbände wirken beruhigend auf gereizte Haut
- Ermöglicht eine längere Tragezeit bei hoher Verdunstungsrate

### Effektive Kompression

- Bietet therapeutische Kompression für die Bedürfnisse des Patienten
- Mit visuellen Indikatoren zur Steuerung der beabsichtigten Kompression

Das CoFlex TLC Zink- und Calamin-Set-Portfolio von Milliken bietet ein zweistufiges Maß an Komfort und Heilung wie keine andere Zwei-Lagen-Kompression auf dem Markt, einschliesslich Geruchs- und Juckreizminimierung.





**BERUHIGT +  
PFLEGT**

**COFLEX TLC  
ZINC**

**COFLEX TLC  
CALAMINE**

## COFLEX TLC ZINK & CALAMIN

Die CoFlex TLC-Zink- und Calamin-Sets von Milliken wurden entwickelt, um die Arbeit des Therapeuten zu vereinfachen, zu rationalisieren und gleichzeitig den Patienten Komfort zu bieten.

- Pflegt und beruhigt die Haut bei verschiedenen Hauterkrankungen
- 50% mehr Wirkstoffe als herkömmliche Unna-Boots (Zinkleimverband)
- Visuelle Indikatoren zur Steuerung der restaurativen Kompression
- Bequem und atmungsaktiv
- Rutschfest
- Einfach anzulegen
- Nylonstrumpf in jedem Set enthalten



### VISUELLE INDIKATOREN

Entwickelt, um die Anwendung und die beabsichtigte Kompression zu unterstützen.



Not made with natural rubber latex



Bestell-Nr.	Beschreibung	Breite	1. Lage (ungedehnt)	2. Lage (gedehnt)	Sets / Paket
8840UBZ-TN	CoFlex TLC Zinc Lite - Leichte Kompression	10 cm	Zinkschaum - 10 cm x 5.5 m	Kompression - 10 cm x 6.4 m	8
8840UBZ-SC	CoFlex TLC Zinc - Normale Kompression	10 cm	Zinkschaum - 10 cm x 5.5 m	Kompression - 10 cm x 6.4 m	8
8840UBC-TN	CoFlex TLC Calamine Lite - Leichte Kompression	10 cm	Calaminschaum - 10 cm x 5.5 m	Kompression - 10 cm x 6.4 m	8
8840UBC-SC	CoFlex TLC Calamine - Normale Kompression	10 cm	Calaminschaum - 10 cm x 5.5 m	Kompression - 10 cm x 6.4 m	8
8830UBZ-TN	CoFlex TLC Zinc Lite - Leichte Kompression	7.62 cm	Zinkschaum - 7.62 cm x 5.5 m	Kompression - 7.62 cm x 6.4 m	8
8830UBZ-SC	CoFlex TLC Zinc - Normale Kompression	7.62 cm	Zinkschaum - 7.62 cm x 5.5 m	Kompression - 7.62 cm x 6.4 m	8
8830UBC-TN	CoFlex TLC Calamine Lite - Leichte Kompression	7.62 cm	Calaminschaum - 7.62 cm x 5.5 m	Kompression - 7.62 cm x 6.4 m	8
8830UBC-SC	CoFlex TLC Calamine - Normale Kompression	7.62 cm	Calaminschaum - 7.62 cm x 5.5 m	Kompression - 7.62 cm x 6.4 m	8



MÄßIGE  
MOBILITÄT

COFLEX TLC

## COFLEX TLC

Die CoFlex TLC-Sets von Milliken bieten Patienten mehr Freiheit und ermöglichen mehr Mobilität. Vertrauen Sie auf Milliken CoFlex TLC, um Patienten eine exzellente Versorgung und Komfort zu bieten.

- Kurzzugbinden für aktive Patienten mit Ödemen
- Eigenschaften zur Geruchs- und Juckreizminimierung
- Visuelle Indikatoren zur Steuerung der therapeutischen Kompression
- Einfach anzuwenden
- Bequem und atmungsaktiv, leicht und dünn
- Rutschfest
- Nylonstrumpf in jedem Set enthalten



Jetzt in 5 cm und 15 cm erhältlich

### VISUELLE INDIKATOREN

Entwickelt, um die Anwendung und die beabsichtigte Kompression zu unterstützen.



Not made with natural rubber latex

LATEX  
FREE  
FORMULA

Bestell-Nr.	Beschreibung	Breite	1. Lage (ungedehnt)	2. Lage (gedehnt)	Sets / Paket
7802TLC-TN	CoFlex TLC Lite - Leichte Kompression - 10 cm	10 cm	Schaum - 10 cm x 3.1 m	Kompression - 10 cm x 4.7 m	8
7800TLC-TN	CoFlex TLC - Normale Kompression - 10 cm	10 cm	Schaum - 10 cm x 3.1 m	Kompression - 10 cm x 4.7 m	8
7800TLC-XL	CoFlex TLC XL - Normale Kompression - 10 cm	10 cm	Schaum - 10 cm x 4.9 m	Kompression - 10 cm x 6.4 m	8
7800TLC-02	CoFlex TLC - Normale Kompression - 5 cm	5 cm	Schaum - 5 cm x 1.2 m	Kompression - 5 cm x 2.7 m	8
7800TLC-06	CoFlex TLC - Normale Kompression - 15 cm	15 cm	Schaum - 15 cm x 3.5 m	Kompression - 15 cm x 4.6 m	8

Erhältlich als Leichte & Normale Kompressionsverbände und in Extra-Lang



EINGESCHRÄNKTE  
MOBILITÄT

COFLEX TLC  
LS

## COFLEX TLC LS (Langzug)

Milliken's CoFlex TLC LS bietet Patienten mit eingeschränkter Mobilität ein doppeltes Maß an Komfort

- Eigenschaften zur Geruchs- und Juckreizminimierung
- Visuelle Indikatoren zur Steuerung der therapeutischen Kompression
- Einfach anzuwenden
- Bequem und atmungsaktiv, leicht und dünn
- Rutschfest
- Nylonstrumpf in jedem Set enthalten



### VISUELLE INDIKATOREN

Entwickelt, um die Anwendung und die beabsichtigte Kompression zu unterstützen.



Not made with natural rubber latex


LATEX  
FREE  
FORMULA

Bestell-Nr.	Beschreibung	Breite	1. Lage (ungedehnt)	2. Lage (gedehnt)	Sets / Paket
7902TLC-TN	CoFlex TLC LS Lite - Leichte Kompression - 10 cm	10 cm	Schaum - 10 cm x 4 m	Kompression - 10 cm x 7.3 m	8
7900TLC-TN	CoFlex TLC LS - Normale Kompression - 10 cm	10 cm	Schaum - 10 cm x 4 m	Kompression - 10 cm x 7.3 m	8

Erhältlich als Leichte und Normale Kompressionsverbände


# ANWENDUNGS- UND ENTFERNUNGSTIPPS: Wundverband anlegen und Kompressionsset basierend auf dem ABI des Patienten auswählen.

## Lage 1 - Schaumschicht



Eine schrittweise Anleitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

## Lage 2 - Kompressionschicht



	LEICHTE KOMPRESSION	NORMALE KOMPRESSION
KURZZUG	trockene Haut <b>COFLEX TLC LITE</b>	trockene Haut <b>COFLEX TLC</b> <b>COFLEX TLC XL</b>
	feuchte Haut <b>COFLEX TLC ZINC LITE</b> <b>COFLEX TLC CALAMINE LITE</b>	feuchte Haut <b>COFLEX TLC ZINC STANDARD</b> <b>COFLEX TLC CALAMINE STANDARD</b>
LANGZUG	trockene Haut <b>COFLEX TLC LONG STRETCH LITE</b>	trockene Haut <b>COFLEX TLC LONG STRETCH STANDARD</b>

Vertrieb in Deutschland durch:  
Sini-Medik Niederreiter GmbH  
Fabrikstrasse 2  
A-6460 Imst | Austria

Tel Austria: 0043-5412-61891  
Fax Austria: 0043-5412-61891 18  
E-Mail: [ordini@sini-medik.com](mailto:ordini@sini-medik.com)  
Web: [www.sini-medik.com](http://www.sini-medik.com)

Andover Healthcare, Inc., a subsidiary of Milliken Healthcare Products, LLC  
9 Fanaras Drive, Salisbry, MA 01952 USA · [www.healthcare.milliken.com](http://www.healthcare.milliken.com) · 800.432.6686

CoFlex is a registered trademark of Andover Healthcare, Inc., a subsidiary of Milliken Healthcare Products, LLC.  
COMPRESSION-INTDE-SiniMedikr0